

Schraubverschlüsse, farblos

mit Dichtring & Befestigungsschlaufe
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Beutel à 500 Stück = 5000 Stück
Artikel-Nr.: 710720X | Biozym

407,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: mit Dichtring & Befestigungsschlaufe

Farbe: farblos

Kategorie: Schraubverschlüsse

Verpackung: 10 Beutel à 500 Stück, 10 Beutel à 500 Stück = 5000 Stück

Passende Schraubverschlüsse für die Biozym Probenröhrchen aus dem Artikelnummernbereich 710690 bis 710709, Schraubverschlüsse mit eingelegtem Dichtring. Mit Befestigungsschlaufe

Die Probenröhrchen und passenden Schraubverschlüsse im Überblick finden Sie in der PDF Datei im Reiter Download

Alle Deckel sind zertifiziert DNA-, DNase- und RNasefrei