

Finnpipette, 1-Kanal, F2, 0.2 - 2 µl, µ Tip

Farbcode = Pink, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651200 | Thermo

358,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Finnpipette F2
Pipettenvolumen: bis 2 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

- **Große Ergo-Visio-Anzeige** mit weißen Zahlen auf schwarzem Grund für gute Ablesbarkeit
- **Multifunktionaler Pipettierknopf** verhindert versehentliches Verstellen des Volumens
- **Super-Blow-Out-Kolben** mit einem Volumen von 50 µl und weniger gewährleistet die Abgabe kleinster Tropfen
- **Vollständig autoklavierbar** für die zuverlässige Kontaminationsprävention
- **Platz für persönliche Benutzerkennung** zur individuellen Kennzeichnung durch den Anwender; Pipetten werden mit leeren Etiketten geliefert

Ergonomie

- **Extrem leichter** und sanfter Kolben verringert das RSI-Risiko
- **Leichte Bauweise** ermöglicht längeres, ermüdungsfreies Pipettieren
- **Soft-Touch-Spitzenabwurf** verringert die zum Abwerfen der Spitze erforderliche Kraft um bis zu 50 %
- **Griffige Fingerstütze** für komfortables Pipettieren