

Finnpipette, 1-Kanal, F2, 5 - 50 µl, µ Tip

Farbcdoe = Türkis, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 651206 | Thermo

357,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Finnpipette F2
Pipettenvolumen: bis 50 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen