

Finnpipette, 8-Kanal, F2, 1 - 10 µl

Farbcode = Pink, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651214 | Thermo

989,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Finnpipette F2
Pipettenvolumen: bis 10 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

- Große Ergovisio-Anzeige mit weißen Zahlen auf schwarzem Grund für gute Ablesbarkeit
- Multifunktionaler Pipettierknopf: verhindert versehentliches Verstellen des Volumens
- Platz für persönliche Benutzerkennung zur individuellen Kennzeichnung durch den Anwender; Pipetten werden mit leeren ID-Etiketten geliefert
- Super-Blow-Out-Kolben mit einem Volumen von 50 µl und weniger gewährleistet die Abgabe kleinster Tropfen
- Vollständig autoklavierbar: die gesamte Pipette kann zur bequemen Kontaminationsprävention in einem Stück autoklaviert werden
- Breite und griffige Fingerstütze für hohen Anwenderkomfort

Ergonomie

- **Soft-Touch-Spitzenabwurf** verringert die zum Abwerfen der Spitze erforderliche Kraft um bis zu 50 %
- **Extrem leichter** und sanfter Kolben verringert das RSI-Risiko
- **Leichte Bauweise** ermöglicht längeres, ermüdungsfreies Pipettieren