

Finnpipette, 12-Kanal, F2, 30 - 300 µl

Farbcode = Orange, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 651221 | Thermo

1.121,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Finnpipette F2
Pipettenvolumen: bis 300 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen