

Finnpipette, 16-Kanal, F2, 5 - 50 µl

Farbcdoe = Türkis, mit CE Kennzeichnung
variables Volumen, Finntip 50



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651223 | Thermo

1.200,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 16-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Finnpipette F2
Pipettenvolumen: bis 50 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen