

F1-ClipTip GLP Kit 1 (3 Clip Tip Pipetten)

inkl. 3 ClipTip Pipetten 1-10, 10-100, 100-1000 µl
F-Serie Ständer, 3 Rack Spitzen, 3 Reservoirs



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 651140 | Thermo

743,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: F1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Enthält

- F1-ClipTip 1-10 µl Einkanal
- F1-ClipTip 10-100 µl Einkanal
- F1-ClipTip 100-1.000 µl Einkanal
- F-Serie Ständer
- ClipTip 20 Rack
- ClipTip 200 Rack
- ClipTip 1.000 Rack
- 25 ml-Reservoir
- 25 ml-Reservoir mit Unterteilung
- 100 ml-Reservoir mit Unterteilung