

F1-ClipTip GLP Kit 2 (4 Clip Tip Pipetten)

inkl. 1 x 1K20 µl, 1k200 µl, 1K1000 µl, 8K300 µl
F-Serie Ständer, 4 Rack Spitzen, 3 Reservoirs



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651141 | Thermo

1.186,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: F1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

- F1-ClipTip 2-20 µl Einkanal
- F1-ClipTip 20-200 µl Einkanal
- F1-ClipTip 100-1.000 µl Einkanal
- F1-ClipTip 30-300 µl 8-Kanal
- F-Serie Ständer
- ClipTip 20 Rack
- ClipTip 200 Rack
- ClipTip 300 Rack
- ClipTip 1.000 Rack
- 25 ml-Reservoir
- 25 ml-Reservoir mit Unterteilung
- 100 ml-Reservoir mit Unterteilung