

Hinged CryoBox, green

100er Cryo Lagerboxen, wasserfest, 1 & 2 ml Tubes
13.3 x 13.3 x 5.1 cm



biocision

5 Stück

Artikel-Nr.: 210724 | BioCision | Hersteller-Nr.: BCS-209G

42,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager
Farbe: grün
Für Kryolagerung: bis -80° C
Gefäßgröße: 1.0 ml cryo, 1.5 ml, 2.0 ml, 2.0 ml cryo
Stellplätze: 100
Verpackung: 5 Stück