

Hinged CryoBox, purple

81er Cryo Lagerboxen, wasserfest, für 5 ml Tubes

13.3 x 13.3 x 9.2 cm



biocision

6 Stück

Artikel-Nr.: 210729 | **BioCision** | Hersteller-Nr.: BCS-215P

55,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager
Farbe: violett
Für Kryolagerung: bis -80° C
Gefäßgröße: 5.0 ml cryo
Stellplätze: 81
Verpackung: 6 Stück