

E1-ClipTip 1-Pos Charge Stand

für E1 Clip Tip Pipetten



Ladeständer ohne Pipette

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 677010 | Thermo

307,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Für: E1 Clip Tip
Kategorie: Pipettenzubehör
Plätze: 1
Produkttyp: Ständer
Verpackung: 1 Stück

Ladestation für elektronische E1-ClipTip Pipetten