

## E1-ClipTip, 1-Kanal, 0.5-12.5 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Pink  
CE IVD zertifiziert



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

1 Stück  
Artikel-Nr.: 665000 | Thermo

**916,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** E1-ClipTip  
**Pipettenvolumen:** bis 12.5 µl  
**Produkteigenschaft:** elektronisch  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

#### Thermo Scientific E1-ClipTip Elektronische Einkanalpipetten

Elektronischer Spitzenabwurf, Zeigefingerbedienung sowie die Thermo Scientific™ ClipTip™ Technologie machen die Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronischen Einkanalpipetten zur optimalen Wahl für sich häufig wiederholende Pipettieraufgaben mit Mikrozentrifugen- oder Teströhrchen.

#### Innovatives ClipTip Spitzensystem

- Spitzen schließen sicher und dicht - einmal aufgenommen, bleiben sie fest an der Pipette und können nicht abfallen
- Vollständige Abdichtung jedes Kanals für hohe Genauigkeit und Präzision
- Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen - ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein

#### Äußerst anwenderfreundlich – auch bei mehreren Nutzern

- Personalisierte Benutzeroberfläche und Passwortschutz erhöhen die Anwenderfreundlichkeit und die Sicherheit
- Elektronische Funktionen für anwenderfreundliches Pipettieren
- Maximaler Komfort durch elektronischen Spitzenabwurf und Pipettierbedienung mit dem Zeigefinger, die den Daumen beim Pipettieren entlastet.

**Optimale Einstellungen für jede Anwendung** – programmieren Sie entweder einzelne Funktionsschritte für komplexere Anwendungen oder nutzen Sie die bereits voreingestellten Programme für gängige Applikationen

**MyPipette™: Effizienteres Pipettieren mit einem Klick** – passen Sie die Hauptmenüansicht so an, dass sie die von Ihnen am häufigsten verwendeten Funktionen enthält

**Speichern Sie bis zu 20 Programme** - Ihre am häufigsten verwendeten Protokolle können Sie unter einem selbstgewählten Namen ablegen

**Eine Pipette für vielfältige Applikationen** - wählen Sie zwischen Einkanal-Pipetten, 8- bis 16-Kanal-Mehrkanalpipetten oder 6- bis 12-Kanal-Equalizer-Pipetten mit verstellbaren Spitzenabständen im Volumenbereich von 0,5 bis 1.250 µl

**Erinnerungsfunktion für Service und Kalibrierung** - weist Sie darauf hin, wenn die Pipette neu kalibriert oder für eine Wartung eingeschickt werden muss

**Flüssigkeitsspezifische Kalibrierung** – sorgt für Ergebnisse in höherer Qualität

**Lithium-Ionen Batterie** - lang anhaltende Leistung und schnelles Aufladen

**Flexibles Aufladen** – nutzen Sie entweder den Pipettenständer oder einfach nur ein praktisches Kabel zum Aufladen

**2 Jahre Gewährleistung** – mit einfacher Online-Registrierung