

## E1-ClipTip, 1-Kanal, 2-125 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Gelb

CE IVD zertifiziert



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 665001 | Thermo

**916,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** E1-ClipTip  
**Pipettenvolumen:** bis 125 µl  
**Produkteigenschaft:** elektronisch  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen