

E1-ClipTip, 8-Kanal, 2-125 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Gelb
CE IVD zertifiziert



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 665011 | Thermo

1.469,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: E1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 125 µl
Produkteigenschaft: elektronisch
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen