

E1-ClipTip, 12-Kanal, 0.5-12.5 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Pink
CE IVD zertifiziert



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 665020 | Thermo

1.684,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: E1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 12.5 µl
Produkteigenschaft: elektronisch
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen