

E1-ClipTip, 12-Kanal, 30-850 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Blau
CE IVD zertifiziert



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 665023 | Thermo

1.684,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: E1-ClipTip
Pipettenvolumen: bis 850 µl
Produkteigenschaft: elektronisch
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen