

## E1-ClipTip, 16-Kanal, 0.5-12.5 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Pink  
CE IVD zertifiziert



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

1 Stück  
Artikel-Nr.: 665030 | Thermo

**1.954,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 16-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** E1-ClipTip  
**Pipettenvolumen:** bis 12.5 µl  
**Produkteigenschaft:** elektronisch  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen