

## E1- ClipTip Equalizer 8-Kanal 10-300 µl BT

elektronische Pipette, Farbcode = Orange

CE IVD zertifiziert



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

1 Stück

Artikel-Nr.: 665037 | Thermo

**1.960,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 8-Kanal  
**Kategorie:** Pipette  
**Marke:** E1-ClipTip Equalizer  
**Pipettenvolumen:** bis 300 µl  
**Produkteigenschaft:** elektronisch  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen