

## Finnpipette GLP F1 Kit 2 (4 F1 Pipetten 2-1000)

inkl. 4 F1 Pipetten 0.2-2, 2-20, 20-200, 100-1000µl  
F-Serie Ständer, 4 Rack Spitzen, 3 Reservoirs



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

1 Stück  
Artikel-Nr.: 651181 | Thermo

**1.044,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette, Starterkit  
**Marke:** Finn timer pipette F1  
**Pipettenvolumen:** bis 1000 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

#### Finn timer pipette™ F1 GLP Kits

Das Thermo Scientific Finn timer pipette F1 GLP Kit enthält die moderne Finn timer pipette F1 zusammen mit allem, was zum Pipettieren erforderlich ist.

Alle neuen Thermo Scientific Finn timer pipette F1 GLP Kit (Good Laboratory Pipetting) bieten höchste Reinheit, Leistung und Präzision der neuen Finn timer pipette F1. Bei den F1 Pipetten sorgen die drehbare Fingerstütze und die antimikrobielle Oberfläche für mehr Anwenderkomfort.

Die Finn timer pipette F1 ist mit antimikrobieller Oberfläche und verstellbarem Pipettierknopf ausgestattet. Jedes Komplettpaket enthält alles, was Sie zum Pipettieren nach GLP-Standards brauchen.

?

- Drehbare Fingerstütze für erhöhte Ergonomie und besseren Komfort
- Verstellbarer Pipettierknopf für einfache und sichere Volumeneinstellung
- Antimikrobielle Oberfläche für höhere Sicherheit
- Großes, gut ablesbares Display für erhöhte Ergonomie beim Ablesen

- Soft-Touch-Spitzenabwurf für leichten und mühelosen Spitzenabwurf

**Kit 2 enthält:**

?

- 4 Thermo Scientific Finnpietten von 0,2 bis 1.000 ?l:  
Finnpipette F1, 0,2 bis 2 ?l
- Finnpipette F1, 2 bis 20 ?l Universal
- Finnpipette F1, 20 bis 200 ?l
- Finnpipette F1, 100 bis 1.000 ?l
- Finntip Flex Spitzen: 10, 1 x 96; 200, 2 x 96; 1.000, 1 x 96
- F-Halterung; F1 Stift; F1 Broschüre
- „Good Laboratory Pipetting“-Handbuch
- Reagenzienreservoir-Demopakete
- USB-Stick