

Finnpipette GLP F1 Kit 3 (3 F1 Pipetten 10-10000)

inkl. 3 F1 Pipetten 10-100, 100-1000, 1000-10000µl
F-Serie Ständer, 3 Rack Spitzen, 3 Reservoirs



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651182 | Thermo

881,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Finnpipette F1
Pipettenvolumen: bis 10000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Finnpipette™ F1 GLP Kits

Das Thermo Scientific Finnpipette F1 GLP Kit enthält die moderne Finnpipette F1 zusammen mit allem, was zum Pipettieren erforderlich ist.

Alle neuen Thermo Scientific Finnpipette F1 GLP Kit (Good Laboratory Pipetting) bieten höchste Reinheit, Leistung und Präzision der neuen Finnpipette F1. Bei den F1 Pipetten sorgen die drehbare Fingerstütze und die antimikrobielle Oberfläche für mehr Anwenderkomfort.

Die Finnpipette F1 ist mit antimikrobieller Oberfläche und verstellbarem Pipettierknopf ausgestattet. Jedes Komplettpaket enthält alles, was Sie zum Pipettieren nach GLP-Standards brauchen.

?

- Drehbare Fingerstütze für erhöhte Ergonomie und besseren Komfort
- Verstellbarer Pipettierknopf für einfache und sichere Volumeneinstellung
- Antimikrobielle Oberfläche für höhere Sicherheit
- Großes, gut ablesbares Display für erhöhte Ergonomie beim Ablesen

- Soft-Touch-Spitzenabwurf für leichten und mühelosen Spitzenabwurf

Kit 3 enthält:

- 3 Thermo Scientific Finnpietten von 10 bis 10.000 ?l:
- Finnpipette F1, 10 bis 100 ?l
- Finnpipette F1, 100 bis 1.000 ?l
- Finnpipette F1, 1.000 bis 10.000 ?l
- Finntip Flex Spitzen: 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96; FT 10 ml, 1 x 24
- F-Halterung; F1 Stift; F1 Broschüre
- „Good Laboratory Pipetting“-Handbuch
- Reagenzienreservoir-Demopakete
- USB-Stick