

Finnpipette GLP F2 Kit 2 (4 F2 Pipetten 2-1000)

inkl. 4 F2 Pipetten 0.2-2, 2-20, 20-200, 100-1000µl
F-Serie Ständer, 4 Rack Spitzen, 3 Reservoirs



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Stück
Artikel-Nr.: 651231 | Thermo

1.011,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Finnpipette F2
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Finnpipette™ F2 GLP Kits

Thermo Scientific Finn pipette F2 GLP Kits bieten haltbare und hoch leistungsfähige Finn pipette F2 in einem kompletten Kit, das alles enthält, was zum Pipettieren erforderlich ist.

Alle Thermo Scientific Finn pipette F2 GLP Kit (Good Laboratory Pipetting) bieten die höchste Zuverlässigkeit und den besten Anwenderkomfort der neuen Finn pipette F2. Die F2 Pipetten überzeugen mit einzigartigen Leistungsmerkmalen wie dem hochmodernen AVG-Mechanismus zur Volumeneinstellung (Advanced Volume Gearing) und einem sehr großen, Finn pipette F2 Pipetten sind zur Erhöhung des Bedienkomforts und der Ergonomie mit dem AVG-Mechanismus zur Volumeneinstellung (Advanced Volume Gearing) und einem sehr großen, gut ablesbaren Display ausgestattet.

- AVG-Mechanismus (Advanced Volume Gearing) für Genauigkeit und Präzision
- Vollständig autoklavierbar für höhere Sicherheit
- Soft-Touch-Spitzenabwurf für mühelosen Spitzenabwurf
- Großes Display für erhöhte Ergonomie beim Ablesen
- Sehr niedriger Kraftaufwand beim Pipettieren

Kit 2 enthält:

?

- 4 Thermo Scientific Finnpietten von 0,2 bis 1.000 µl:
- Finnpipette F2, 0,2 bis 2 µl
- Finnpipette F2, 2 bis 20 µl Universal
- Finnpipette F2, 20 bis 200 µl
- Finnpipette F2, 100 bis 1.000 µl
- Flex Spitzen: 10, 12 x 96; 200, 2 x 96; 1000, 1 x 96
- F-Halterung; F2 Stift; F2 Broschüre
- „Good Laboratory Pipetting“-Handbuch
- Reagenzienreservoir-Demopakete
- USB-Stick