

## Finnpipette GLP F2 Kit 3 (3 F2 Pipetten 10-10000)

inkl. 3 F2 Pipetten 10-100, 100-1000, 1000-10000µl  
F-Serie Ständer, 3 Rack Spitzen, 3 Reservoirs



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

1 Stück  
Artikel-Nr.: 651232 | Thermo

**837,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette, Starterkit  
**Marke:** Finn timer pipette F2  
**Pipettenvolumen:** bis 10000 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen

#### Finn timer pipette™ F2 GLP Kits

Thermo Scientific Finn timer pipette F2 GLP Kits bieten haltbare und hoch leistungsfähige Finn timer pipette F2 in einem kompletten Kit, das alles enthält, was zum Pipettieren erforderlich ist.

Alle Thermo Scientific Finn timer pipette F2 GLP Kit (Good Laboratory Pipetting) bieten die höchste Zuverlässigkeit und den besten Anwenderkomfort der neuen Finn timer pipette F2. Die F2 Pipetten überzeugen mit einzigartigen Leistungsmerkmalen wie dem hochmodernen AVG-Mechanismus zur Volumeneinstellung (Advanced Volume Gearing) und einem sehr großen, Finn timer pipette F2 Pipetten sind zur Erhöhung des Bedienkomforts und der Ergonomie mit dem AVG-Mechanismus zur Volumeneinstellung (Advanced Volume Gearing) und einem sehr großen, gut ablesbaren Display ausgestattet.

- AVG-Mechanismus (Advanced Volume Gearing) für Genauigkeit und Präzision
- Vollständig autoklavierbar für höhere Sicherheit
- Soft-Touch-Spitzenabwurf für mühelosen Spitzenabwurf
- Großes Display für erhöhte Ergonomie beim Ablesen
- Sehr niedriger Kraftaufwand beim Pipettieren

#### Kit 3 enthält:

- 3 Thermo Scientific Finn timer pipetten von 10 bis 10.000 µl:

- Finnpipette F2, 10 bis 100 ?l
- Finnpipette F2, 100 bis 1.000 ?l
- Finnpipette F2, 1.000 bis 10.000 ?l
- Flex Spitzen: 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96; FT 10 ml, 1 x 24
- F-Halterung; F2 Stift; F2 Broschüre
- „Good Laboratory Pipetting“-Handbuch
- Reagenzienreservoir-Demopak
- USB-Stick