

Hinged CryoBox, multi

81er Cryo Lagerboxen, wasserfest, 1 & 2 ml Tubes

13.3 x 13.3 x 5.1 cm



biocision®

5 Stück

Artikel-Nr.: 210707 | BioCision | Hersteller-Nr.: BCS-206MC

38,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: gemischt

Für Kryolagerung: bis -80° C

Gefäßgröße: 1.0 ml cryo, 1.5 ml, 2.0 ml, 2.0 ml cryo

Stellplätze: 81

Verpackung: 5 Stück