

OneRack 16/72, weiß

72 x 16 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar
LxBxH=127x250x70 mm



Packung à 8 Stück
Artikel-Nr.: 732515 | Biozym

268,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit
Durchmesser des Röhrchens: 16 mm
Farbe: weiß
Stellplätze: 72
Verpackung: Packung à 8 Stück