

OneRack 16/72, grün

72 x 16 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar
LxBxH=127x250x70 mm



Packung à 8 Stück
Artikel-Nr.: 732517 | Biozym

268,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	16 mm
Farbe:	grün
Stellplätze:	72
Verpackung:	Packung à 8 Stück