

OneRack 20/40, weiß

40 x 20 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar
LxBxH=100x252x83 mm



Abbildung ähnlich

Packung à 8 Stück
Artikel-Nr.: 732520 | Biozym

268,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	20 mm
Farbe:	weiß
Stellplätze:	40
Verpackung:	Packung à 8 Stück