

OneRack 25/40, weiß

40 x 25 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar
LxBxH=120x300x92 mm



Abbildung ähnlich

Packung à 8 Stück
Artikel-Nr.: 732525 | Biozym

299,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	25 mM
Farbe:	weiß
Stellplätze:	40
Verpackung:	Packung à 8 Stück