

OneRack 25/40, grün

40 x 25 mm Gefäße, Material POM, autoklavierbar

LxBxH=120x300x92 mm



Abbildung ähnlich



Packung à 8 Stück
Artikel-Nr.: 732527 | Biozym

265,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	25 mm
Farbe:	grün
Stellplätze:	40
Verpackung:	Packung à 8 Stück