

OneRack 16/72, weiß

72 x 16 mm Gefäße, Material PP

LxBxH = 127x250x70 mm



Abbildung ähnlich



Packung à 8 Stück

Artikel-Nr.: 732575 | Biozym

178,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	16 mm
Farbe:	weiß
Stellplätze:	72
Verpackung:	Packung à 8 Stück