

PoP uP Rack 15 ml, violett

45 x 5 ml/15 ml Gefäßen
LxBxH = 255 x 137 x 72 mm (21 mm eingeklappt)



Packung à 2 Stück
Artikel-Nr.: 732607 | Biozym

49,30 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit
Farbe: violett
Gefäßgröße: 15.0 ml
Stellplätze: 45
Verpackung: Packung à 2 Stück