

Draht Rack, blau, 12 x 25 mm Öffnungen

12 Stellplätze, autoklavierbar
LxBxH = 164 x 64 x 32 mm



1 Stück
Artikel-Nr.: 732630 | Biozym

29,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	25 mm
Farbe:	blau
Stellplätze:	12
Verpackung:	1 Stück

- Chemisch beständiges HDPE-beschichtetes Drahtgestell
- Langlebiges Gestell für den Transport oder die Handhabung von Proben
- Geeignet für Röhrchen und Flaschen, die z.B. nicht von selbst stehen können

Draht Racks gibt es in verschiedenen Versionen für verschieden Probengefäßgrößen:

- 5 – 7 ml Gefäße mit 13 mm wells
- 5 – 10 ml Gefäße mit 16 mm wells
- 15 ml Gefäße mit 20 mm wells
- Bioju Flaschen mit 25 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 30 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 33 mm wells
- Urin Proben Container mit 58 mm wells
- Diverse Flaschen mit 60 mm wells