

Draht Rack, blau, 40 x 20 mm Öffnungen

40 Stellplätze für z.B. 15 ml CT's, autoklavierbar
LxBxH = 241 x 99 x 79 mm



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück
Artikel-Nr.: 732635 | Biozym

52,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	20 mm
Farbe:	blau
Gefäßgröße:	5.0 ml, 7.0 ml, 10.0 ml, 15.0 ml, 50.0 ml
Stellplätze:	40
Verpackung:	1 Stück

- Chemisch beständiges HDPE-beschichtetes Drahtgestell
- Langlebiges Gestell für den Transport oder die Handhabung von Proben
- Geeignet für Röhrchen und Flaschen, die z.B. nicht von selbst stehen können

Draht Racks gibt es in verschiedenen Versionen für verschieden Probengefäßgrößen:

- 5 – 7 ml Gefäße mit 13 mm wells
- 5 – 10 ml Gefäße mit 16 mm wells
- 15 ml Gefäße mit 20 mm wells
- Bioju Flaschen mit 25 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 30 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 33 mm wells
- Urin Proben Container mit 58 mm wells
- Diverse Flaschen mit 60 mm wells