


## Draht Rack, blau, 72 x 16 mm Öffnungen

72 Stellplätze, autoklavierbar  
LxBxH = 237 x 127 x 65 mm



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück  
Artikel-Nr.: 732636 | Biozym

**47,30 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Arbeit  
**Durchmesser des Röhrchens:** 16 mm  
**Farbe:** blau  
**Stellplätze:** 72  
**Verpackung:** 1 Stück

- Chemisch beständiges HDPE-beschichtetes Drahtgestell
- Langlebiges Gestell für den Transport oder die Handhabung von Proben
- Geeignet für Röhrchen und Flaschen, die z.B. nicht von selbst stehen können

Draht Racks gibt es in verschiedenen Versionen für verschieden Probengefäßgrößen:

- 5 – 7 ml Gefäße mit 13 mm wells
- 5 – 10 ml Gefäße mit 16 mm wells
- 15 ml Gefäße mit 20 mm wells
- Bioju Flaschen mit 25 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 30 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 33 mm wells
- Urin Proben Container mit 58 mm wells
- Diverse Flaschen mit 60 mm wells