


Draht Rack, rot, 108 x 16 mm Öffnungen

108 Stellplätze, autoklavierbar
LxBxH = 241 x 188 x 65 mm



1 Stück
Artikel-Nr.: 732637 | Biozym

47,30 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Arbeitsrack / Lagerrack: | Arbeit |
| Durchmesser des Röhrchens: | 16 mm |
| Farbe: | rot |
| Stellplätze: | 108 |
| Verpackung: | 1 Stück |

- Chemisch beständiges HDPE-beschichtetes Drahtgestell
- Langlebiges Gestell für den Transport oder die Handhabung von Proben
- Geeignet für Röhrchen und Flaschen, die z.B. nicht von selbst stehen können

Draht Racks gibt es in verschiedenen Versionen für verschieden Probengefäßgrößen:

- 5 – 7 ml Gefäße mit 13 mm wells
- 5 – 10 ml Gefäße mit 16 mm wells
- 15 ml Gefäße mit 20 mm wells
- Bioju Flaschen mit 25 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 30 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 33 mm wells
- Urin Proben Container mit 58 mm wells
- Diverse Flaschen mit 60 mm wells