


Draht Rack, blau, 15 x 20 mm Öffnungen

15 Stellplätze für z.B. 15 ml CT's, autoklavierbar

LxBxH = 127 x 76 x 76 mm



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück

Artikel-Nr.: 732638 | Biozym

47,30 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	18 mm
Farbe:	blau
Stellplätze:	18
Verpackung:	1 Stück

- Chemisch beständiges HDPE-beschichtetes Drahtgestell
- Langlebiges Gestell für den Transport oder die Handhabung von Proben
- Geeignet für Röhrchen und Flaschen, die z.B. nicht von selbst stehen können

Draht Racks gibt es in verschiedenen Versionen für verschieden Probengefäßgrößen:

- 5 – 7 ml Gefäße mit 13 mm wells
- 5 – 10 ml Gefäße mit 16 mm wells
- 15 ml Gefäße mit 20 mm wells
- Bioju Flaschen mit 25 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 30 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 33 mm wells
- Urin Proben Container mit 58 mm wells
- Diverse Flaschen mit 60 mm wells