

## Draht Rack, blau, 8 x 30 mm Öffnungen

8 Stellplätze, z.B 50 ml CT's, autoklavierbar  
LxBxH = 147 x 80 x 89 mm



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück  
Artikel-Nr.: 732639 | Biozym

**47,30 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Arbeit  
**Durchmesser des Röhrchens:** 30 mm  
**Farbe:** blau  
**Stellplätze:** 8  
**Verpackung:** 1 Stück

- Chemisch beständiges HDPE-beschichtetes Drahtgestell
- Langlebiges Gestell für den Transport oder die Handhabung von Proben
- Geeignet für Röhrchen und Flaschen, die z.B. nicht von selbst stehen können

Draht Racks gibt es in verschiedenen Versionen für verschieden Probengefäßgrößen:

- 5 – 7 ml Gefäße mit 13 mm wells
- 5 – 10 ml Gefäße mit 16 mm wells
- 15 ml Gefäße mit 20 mm wells
- Bioju Flaschen mit 25 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 30 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 33 mm wells
- Urin Proben Container mit 58 mm wells
- Diverse Flaschen mit 60 mm wells