

Draht Rack, blau, 6 x 60 mm Öffnungen

6 Stellplätze für Flaschen, autoklavierbar
LxBxH = 205 x 135 x 104 mm



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 1 Stück
Artikel-Nr.: 732641 | Biozym

45,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack:	Arbeit
Durchmesser des Röhrchens:	60 mm
Farbe:	blau
Gefäßgröße:	5.0 ml, 7.0 ml, 10.0 ml, 15.0 ml, 50.0 ml
Stellplätze:	6
Verpackung:	Packung à 1 Stück

- Chemisch beständiges HDPE-beschichtetes Drahtgestell
- Langlebiges Gestell für den Transport oder die Handhabung von Proben
- Geeignet für Röhrchen und Flaschen, die z.B. nicht von selbst stehen können

Draht Racks gibt es in verschiedenen Versionen für verschieden Probengefäßgrößen:

- 5 – 7 ml Gefäße mit 13 mm wells
- 5 – 10 ml Gefäße mit 16 mm wells
- 15 ml Gefäße mit 20 mm wells
- Bioju Flaschen mit 25 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 30 mm wells
- 50 ml Gefäße mit 33 mm wells
- Urin Proben Container mit 58 mm wells
- Diverse Flaschen mit 60 mm wells