

50 ml Tube Ständer, farblich gemischt

für konische 50 ml Tubes, zusammensteckbar
83 x 70 x 67 mm, autoklavierbar



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 5 Stück
Artikel-Nr.: 732650 | Biozym

63,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit
Farbe: gemischt
Gefäßgröße: 50 ml
Stellplätze: 1
Verpackung: Packung à 5 Stück