

## Wandhalter mit verstellbaren Abständen

für Handschuhboxen u. andere Boxen, inkl. Schrauben  
152 x 762 x 76 mm (B x H x T)



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 1 Stück  
Artikel-Nr.: 743335 | Biozym

**242,60 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Verpackung:** Packung à 1 Stück

**Handschuhboxenhalter ideal für Handschuhe, Gesichtsmasken, Schuhüberzüge und mehr**

Die verstellbaren Haltepunkte bieten echte Flexibilität, um bis zu vier verschiedene verpackte Schutzprodukte und andere Laborutensilien zu halten (größenabhängig)

- Ideal für die Aufbewahrung von Handschuhen, Moppkappen, Ohrstöpseln, Gesichtsmasken und Schuhüberzügen in verschiedenen Größen
- Einstellbare Universalpassform
- Leicht zu reinigen, mit einem niedrigen Profil
- An der Wand oder an der Tür montierbar
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Fächer: 4
- Farbe: Weiß
- Abmessungen: 152 x 762 x 76 mm (B x H x T)