

Reaktionsgefäße 2.0 ml, farblos, steril

graduiert, DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Beutel à 250 Stück
Artikel-Nr.: 710329 | Biozym

20,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Farbe: farblos
Graduierung: graduert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Sterilität: steril
Verpackung: Beutel à 250 Stück
Volumen: 2.0 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 2.0 ml, farblos, steril

- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.5 ml)
- Polypropylen
- Mit Druckverschluss: "Boil Proof - fester starker Verschluss (Einsatzbereich -80°C bis +121°C)
- DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle
- Autoklavierbar