

Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos, steril

graduirt, DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Beutel à 250 Stück
Artikel-Nr.: 710319 | Biozym

16,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Farbe: farblos
Graduierung: graduirt
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Sterilität: steril
Verpackung: Beutel à 250 Stück
Volumen: 1.5 ml

Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos, steril

- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.1 ml)
- Maximalvolumen 1.6 ml
- Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNA-, DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis > 20.000 x g problemlos möglich (max.35.000 x g, nicht ständig getestet)
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung geeignet
- "Boil Proof" - fester starker Verschluss (Einsatzbereich -80°C bis +121°C)
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle
- Autoklavierbar