


PCR 25 µl Disc à 100 Tubes für Rotor-Gene(TM)

einzel geblistert, für Qiagen/Corbett Rotor-Gene
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogen-, PCR Inhibitor frei



1 Beutel à 30 Discs
Artikel-Nr.: 711205 | Biozym

355,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Kategorie: Rotorgene
Produktlinie: Classic Line
Verpackung: 1 Beutel à 30 Discs
Volumen: 25 µL

- Die 72-Well 100 µl Tube Discs Art.Nr. 711203 sowie 100-Well 25 µl Tube Discs Art.Nr. 711205 wurden speziell für den Qiagen Rotor-Gene™ entwickelt.
- Die Produkte sind zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase, PCR Inhibitoren und Pyrogenen.