

## Filter-Spitzen, 50 µl, farblos, steril

Roboterspitzen für Eppendorf epMotion



4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück

Artikel-Nr.: 750805 | Biozym

**958,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Filter:** ja  
**Geblistert:** nein  
**Gerät:** epMotion  
**konduktiv:** nein  
**Roboter Hersteller:** Eppendorf  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück  
**Volumen:** 50 µl