

Spitzen, 50 µl, farblos, steril

Roboterspitzen für Eppendorf epMotion



4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück
Artikel-Nr.: 750803 | [Biozym](#)

499,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein
Geblistert: nein
Gerät: epMotion
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: Eppendorf
Sterilität: steril
Verpackung: 4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück
Volumen: 50 µl