

Filter-Spitzen, 1000 µl, farblos, steril

Roboterspitzen für Eppendorf epMotion



4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück

Artikel-Nr.: 750825 | Biozym

948,00 €*^{*}

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter: ja
Geblistert: nein
Gerät: epMotion
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: Eppendorf
Sterilität: steril
Verpackung: 4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück
Volumen: 1000 µl