

Spitzen, 1000 µl, farblos, steril

Roboterspitzen für Eppendorf epMotion



4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück

Artikel-Nr.: 750823 | Biozym

494,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter:	nein
Geblistert:	nein
Gerät:	epMotion
konduktiv:	nein
Roboter Hersteller:	Eppendorf
Sterilität:	steril
Verpackung:	4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück
Volumen:	1000 µl