

Spitzen, 1000 µl, farblos

Roboterspitzen für Eppendorf epMotion



4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück
Artikel-Nr.: 750820 | Biozym

425,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter: nein
Geblistert: nein
Gerät: epMotion
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: Eppendorf
Sterilität: unsteril
Verpackung: 4 Cases à 10 Racks à 96 Stück = 3840 Stück
Volumen: 1000 µl