

BenchWaver 3D Rocker with non-slip mat



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55B3D5000-E | Benchmark | Hersteller-Nr.: B3D5000-E

1.707,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Gelfärben und Blotting, Kühlraum, Tubes

Bewegung: 3D

Display: ja

Drehzahl: über 30 rpm

Verpackung: 1 Stück

3D Schüttler

- Wellenförmige, 3D-Bewegung
- Einstellbare Geschwindigkeit (5 bis 105 rpm), Plattformneigung (0 bis 10°) und Timer (1 min bis 99 h)
- LCD-Display
- Große 34 x 33 cm Plattform
- Ideal zum Färben, Waschen und Mixen