

## Finntip 0.2 - 10 µl, pink

32 mm lang  
für F1, F2, Novus Pipetten bis 10 µl (mikro)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674410 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9400310

**72,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	kurz
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Finntip
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	1 Beutel à 1000 Stück

Pipettenspitze

Passend für F1, F2, Novus Pipetten bis 10 µl (mikro)