

Finntip 0.2 - 10 µl, pink, steril

32 mm, DNA-, DNase-, RNase-, Endotoxinfrei
für F1, F2, Novus Pipetten bis 10 µl (mikro)

ThermoFisher
SCIENTIFIC



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674419 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9400303

116,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	kurz
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück